



BESTELBogen FÜR HÖRGERÄTEAKUSTIKER

Das bajula®-System wird als Sonderanfertigung für Sie produziert

BAJULA® GBR
ALFRED-NOBEL-STR. 2E
55411 BINGEN-SPONSHEIM
MOBIL: 0151 20 19 38 22
FAX: 0 67 21 / 975 909
MAIL: INFO@BAJULA.DE
WWW.BAJULA.DE
WWW.BAJULA-SHOP.DE

Modell C

Hörhilfen-Trage-System Modell C

HMV-Nr. 13.99.01.9001

1. Kontaktdaten bitte vollständig eintragen

Lieferadresse Hörgeräteakustiker: (Ihr Stempel) Rechnungsadresse: (gleich Lieferadresse)

.....

Datum / Unterschrift: Erreichbar unter **Tel.-Nr.**:

E-Mail:

Kommission: Geb. Datum:.....

2. Produktkonfiguration - Bitte nur ein bajula pro Bestellbogen bestellen!

- ➔ **Kostenübernahme** wurde von der Krankenkasse bereits bestätigt? Ja / Nein
- ➔ **Brillenträger/In?** Nein / Ja -> Wenn „Ja“, ist eine **Brillenhalterung** („extra Schlaufen“) gewünscht? Ja / Nein
- ➔ **Schnitthöhe seitlich?** 5cm (regulär) oder 10cm (breite Ausführung - z.B. bei CI-Versorgung wegen hohem Spulensitz)

➔ **Hörgerät (HG):** links / rechts

Hersteller:

Modelltyp C mit seitlichen Netzen

➔ **Cochlea Implantat (CI):** links / rechts


Hersteller:

- Modelltyp C für CI** mit seitl. Netzen für „hinter dem Ohr Träger“
- Modelltyp CI** mit seitl. Taschen für den Prozessor
- Modelltyp S-CI** „Schwimmversion“, seitl. Taschen f. Prozessor, Stoff: Lycra, dunkelblau
- Modelltyp C** kombiniert mit einer seitl. Tasche für den Prozessor. HG-Seite mit Netz

Kopf-Umfang immer angeben !

..... cm

Kopfumfang anhand der Skizze messen und Position der Hörhilfe markieren



➔ **Knochenleitsystem (KL):** links / rechts

Hersteller:

- Modelltyp C für KL, mit Softband und seitl. Aussparungen**
Zusatzoption: Netztasche? Brillenband?
- Modelltyp C für KL, mit Softband und seitl. Knopfloch**
Zusatzoption: Netztasche? Brillenband?
- Modelltyp C für KL BHM**, verstellbar, Stirnbandbreite 5cm fix!
Version: Contact mini oder Contact forte

Vermerk/Hinweis/Skizze (z.B. Trageposition KL):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Stofffarbe ? Weitere Stofffarben siehe: www.bajula.de/modelle/stoffmuster oder www.bajula-shop.de



Optional - Ihre Stoffauswahl laut Internet:
(Farbe und Nummer)

4. Versand ! Bitte übersenden Sie uns den Bestellbogen entweder als E-Mail oder als Fax:

E-MAIL: info@bajula.de **FAX:** 06721 / 975 909

BESTELLBogen FÜR HÖRGERÄTEAKUSTIKER

Das bajula®-System wird als Sonderanfertigung für Sie produziert



Modell C

Hörhilfen-Trage-System Modell C

- mit seitlichen Netzen
- mit Aussparungen
- mit Knopflöchern je nach Modell und Hörversorgung

BAJULA® GBR
ALFRED-NOBEL-STR. 2E
55411 BINGEN-SPONSHEIM
MOBIL: 0151 20 19 38 22
FAX: 0 67 21 / 975 909
MAIL: INFO@BAJULA.DE
WWW.BAJULA.DE
WWW.BAJULA-SHOP.DE

HMV-Nr. 13.99.01.9001

Ergänzende Hinweise | Informationen

1. Bitte tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein

Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung benötigen wir Ihre vollständigen Kontaktdaten. Sollten Rückfragen von unserer Seite bestehen werden wir Sie umgehend kontaktieren. Unterstützen Sie uns in der Bearbeitung und teilen Sie uns Besonderheiten des Patienten unter dem Hinweisfeld mit.

2. Bitte konfigurieren Sie das Produkt

Modell „C“ Hörhilfen Trage - System (HTS) wird als Sonderanfertigung hergestellt.

Das HTS, Modell C, unterstützt den Träger bei guter Kopfkontrolle. Es kann bei Hörgeräten u. Cochlea-Implantaten, ebenso in Kombination eingesetzt werden (z.B. li. Hörgerät, re. CI). HTS schützt vor dem Verrutschen oder Verlust der Hörhilfe. Für alle Hörhilfen-Systeme, auch variabel HG / CI / Knochenleitsystemen.

- Bitte wählen Sie das Produkt nach der **Hörhilfenversorgung** aus.

- Bitte führen Sie weitere Besonderheiten in dem Feld: „**Vermerk/Hinweis/Skizze**“ an.
Speziell eine kurze Beschreibung, eine Skizze oder ein Foto (E-Mail an: info@bajula.de) verdeutlichen die speziellen Belange des Patienten.

ACHTUNG! Abmaßband: Anwendung siehe Homepage
Die Messung des genauen Kopfumfanges ist wichtig für das exakte Anlegen des bajula® Systems.

3. Bitte kreuzen Sie die gewünschte Farbe an

Das bajula® Hörhilfen Trage-System ist in unterschiedlichen modischen Farben erhältlich. Die Farbwahl hat keinen Einfluss auf den Tragekomfort. Alle verwendeten Materialien sind auf Biokompatibilität geprüft, hochelastisch, leicht und atmungsaktiv. Sofern Sie das bajula Hörhilfen Trage-System auch im Wasser verwenden möchten, dann wählen Sie bitte einen LYCRA-Stoff aus.

Wir aktualisieren ständig unsere Auswahl an Farben und Stoffen. Siehe hierzu:
www.bajula.de/modelle/stoffmuster/
www.bajula-shop.de

4. Bitte übersenden Sie uns den Bestellbogen per E-Mail oder per Fax

Wenn Sie eine Kostenzusage von der Krankenkasse des Kunden erhalten haben, schicken Sie uns Ihre Bestellung zu. Sie werden das Produkt ca. eine Woche nach Bestellung erhalten. Sollten Probleme, Fragen oder Anregungen bei der Anpassung des Systems entstehen kontaktieren sie uns. Wir sind immer daran Interessiert unsere Produkte weiter zu entwickeln.

Mit freundlichen Grüßen - Ihr bajula-Team

Gerne können Sie uns bei Rückfragen direkt unter der Tel.Nr.: 0151 20193822 oder per E-Mail unter info@bajula.de kontaktieren.

© bajula® 04/2021_V509